

**Daavlin**  
Let's Be Clear

## DermaPal

El cuero cabelludo es el área más difícil para el tratamiento de la piel, ya que el cabello entorpece el efecto directo de la irradiación UV. El Peine de cuero cabelludo DermaPal especialmente diseñado permite una separación profunda del cabello para una mejor penetración.



Equipo seguro y fácil de usar, apto para embarazadas, niños, ancianos y pacientes con un sistema inmunológico comprometido.

- Diseño ergonómico.
- Compacto, ligero y fácil de almacenar.
- Perfecto para el tratamiento puntual de la piel.
- Puede ser conectado a una fuente eléctrica doméstica.
- Posee un temporizador digital.
- Los tratamientos duran desde unos segundos a unos minutos, alrededor de tres veces a la semana. Las lámparas de alto rendimiento acortan los tiempos de tratamiento.
- Pacientes con psoriasis pueden ver la reducción de los síntomas en seis a ocho tratamientos.
- Pacientes con vitiligo pueden observar la repigmentación luego de ocho tratamientos.
- Lentes de protección UV y su estuche correspondiente están incluidos con el equipo.

## TIPO DE LÁMPARA

### UVA

Fabricante Philips  
Tipo de lámpara PL-S9W/10  
Daavlin Parte #060 DPUVALAMP

### UVB (banda ancha)

Fabricante Philips  
Tipo de lámpara PL-S9W/12  
Daavlin Parte #060 DPBBUVBLAMP

### UVB (banda estrecha)

Fabricante Philips  
Tipo de lámpara PL-S 9 W/01/2 P  
Daavlin Parte #060 DPNBUVBLAMP



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Salida de potencia de banda estrecha	3,9-6,8 mW/cm2 aprox.
Salida de potencia de banda ancha	1,9-4,8 mW/cm2 aprox.
UVA potencia de salida	8,12-15,75 mW/cm2 aprox.
Área de tratamiento	2.54 cm x 11.4 cm
Tamaño del peine	21 cm x 5 cm
Peso del peine	0.1 kg
Tamaño del equipo	23cm x 13 cm
Altura total	7 cm
Peso total	0.8 kg
Disponibile en 110-120V, 60Hz y 220-240V,50 o 60 Hz.	