

7 Series

Los equipos de la 7 Series Daavlin están específicamente diseñados para proporcionar tratamiento del cuerpo completo en un espacio pequeño.

EFICIENTE

- 7 Series X12 utiliza el diseño de doble puerta para maximizar la cantidad de luz que recibe la piel y facilita el tratamiento de formas y medidas de todo el cuerpo.
- Lámparas en la puerta cubren el doble del cuerpo y acortan el tiempo de tratamiento a la mitad.
- Los tipos de lámparas disponibles son UVA, Banda Estrecha UVB o Banda Ancha UVB.

PRECISA

- La opción del sistema de dosímetro integrado proporciona tratamiento consistente al medir constantemente el rendimiento de energía en tiempo real, asegurando la dosis correcta, sin importar los factores que pudieran afectar los tiempos de tratamiento, tales como la edad de la lámpara, temperatura del cuarto o línea de voltaje.
- La opción del Sensor Protector de Posición del Paciente asegura una ubicación óptima de su paciente con respecto a las lámparas.
- Una característica de seguridad de "cerradura" previene el uso no autorizado del equipo. Se proporcionan gafas bloqueadoras UV con cada unidad y rejillas protectoras previenen el contacto directo con las lámparas.



ELEGANTE

Sorprendentemente delgados, todos los equipos de la 7 Series requieren únicamente tres pies de espacio en el piso.

Ruedas y un equipo para montar en la pared para ahorrar espacio son opciones que se encuentran disponibles.





CARACTERÍSTICAS

Área de tratamiento (sin lámparas en la puerta)	48.3x178.4 cm
Área de tratamiento (con lámparas en la puerta)	83.8x178.4 cm
Altura	189.2 cm
Ancho (sin lámparas en la puerta)	50.8 cm
Ancho (con lámparas en la puerta)	100.3 cm
Fondo (incluyendo los pies)	61 cm
Fondo (sin pies)	16.5 cm
Peso (sin puertas)	34 kg
Peso (con puertas)	48-58.5 kg
Disponibles en 110-120 V, 60 Hz y 220-240 V, 50 o 60 Hz	