

# IMO

## Camilla de Traslado – Trendy 791

### CONTROL

Elevación por columnas hidráulicas.

Posición de tren/Antitren por resorte de gas

Tramo de respaldo articulado por 2 resortes de gas

**Opción** de tramo de pies articulado por cremallera mecánica

### SEGURIDAD

Juego de barandillas abatibles incorporadas.

Esquinas protegidas por discos antichoques y carenados de ABS.

Friso de protección lateral recubierto de PVC.

Acabado metálico en epoxi resistente al lavado hospitalario.

### ERGONOMÍA

Somier de 4 planos de HPL (resina fenólica), radiotransparente.

**Opción** de porta-chasis de rayos X.

Porta sueros extraíble con soporte de colgado.

**Opción modelo DLUX:** porta-monitor abatible, picero con tablero decorativo y porta-historias clínicas.

### MOVILIDAD

Ruedas de Ø200mm carenadas en ABS.

Sistema de freno centralizado.

**Opción** de quinta rueda.

Base carenada en ABS con compartimientos porta-ropa y porta bombonas de O2.



### DIMENSIONES ( $\pm 5\%$ )

Somier	1900 x 650 mm
Dimensiones exteriores	2082 x 832 mm
Respaldo	678 mm
Pelvis	390 mm
Piernas	300 mm
Pies	532 mm
Altura M�nima/M�xima	565 / 885 mm

### ARTICULACIONES ( $\pm 5\%$ )

M�ximo �ngulo respaldo	75�
M�ximo �ngulo piernas	40�
M�ximo �ngulo pies	30�
Silla card�aca	90�
Trendelenburg	15�
Anti-Trendelenburg	15�

### CAPACIDADES ( $\pm 5\%$ )

Carga m�xima	350 kg
Peso total	124 kg
Potencia de elevaci�n	4500 N x 2
Potencia elevaci�n respaldo	800 N x 2

