



ECÓGRAFO DE MANO INALÁMBRICO C10TX- 3 EN 2

El sistema de ultrasonido 3 en 2, permite escanear en cualquier momento y en cualquier lugar. Puede obtener cualquier pequeño detalle con máxima claridad. Incluye sonda lineal, convexa y sectorial.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Diseño ligero y fácil de llevar.
- ✓ Múltiples ajustes equipados con función de ultrasonido doppler color.
- ✓ La carga inalámbrica y la carga por cable tardan el mismo tiempo.
- ✓ Resistente al agua IP68,
- ✓ Puede usarse en abdomen, sistema músculo-esquelético, nervioso, cardíaco, etc.



ESPECIFICACIONES:

| | |
|-------------------------------|---|
| SONDA | Lineal, Convexo, Cardíaco |
| ELEMENTOS | 128 dual |
| FRECUENCIA | 3,5/5,0 MHz, 7,5/10MHz, 2,5/5,0 MHz |
| PROFUNDIDAD | 90-305mm, 20-100mm, 90-160mm |
| PREAJUSTE 16 | Abdomen, GYN-OB, Cardíaco, Urología, Riñón, Pulmón, Tiroides, Partes Pequeñas, Pediatría, Vascular, Carótida, Mama, Msk, Nervios |
| SISTEMA OPERATIVO | Android/IOS/Windows Tablet, Teléfono inteligente, PC |
| CONEXIÓN | WiFi y USB |
| SOFTWARE AJUSTABLE PARÁMETROS | GN (ganancia), D (profundidad), ENH (mejora), DR (rango dinámico), F (frecuencia), FocusPos, PRF, WF, modo, 8TGC, biopsia, nota, página izquierda/derecha/arriba/abajo. |
| MEDICIÓN | B: Longitud, Área/Circunferencia, Ángulo, Trazo, Distancia GA(CRL,BPD,GS,FL,HC,AC)EFW(BPD, FL) B M: frecuencia cardíaca, tiempo, distancia, LVID(LVID, LVID, EF, SV) B PW: velocidad, frecuencia cardíaca (2), S/D, profundidad. Medida automática de flujo del buque: PS, ED, TAMAX, TAMEAN, PI, RI, S/D, DIAM, FL |
| MARCOS DE REPRODUCCIÓN | 100, 200, 500, 1000 opcional |
| MODO DE VISUALIZACIÓN | B, B, B/M, COLOR, PW, PDI, B COLOR PW |
| ESCALA DE IMAGEN GRIS | 256 nivel |

| | |
|---|--|
| TIPO DE WIFI | WiFi incorporado, 802,11g/20MHz/5G/450Mbps |
| CANAL | 64 |
| MARCO | 24s/f |
| GANANCIA | 40-110Db |
| IDIOMA | Chino, ucraniano, alemán, inglés, ruso, frances, italiano, español, portugués (Brasil) |
| POTENCIA | * Por 2 baterías de litio incorporadas |
| BATERÍA REEMPLAZABLE | Sí (por ingeniero) |
| BATERÍA ÚLTIMA | * 4 horas (tiempo de trabajo), 72 horas (tiempo de espera) |
| CARGADOR | Cargador USB, cargador inalámbrico |
| DISEÑO ANTIDESLIZANTE | * 4 lados de la sonda |
| GRADO IMPERMEABLE | * IP68 |
| REVESTIMIENTO DE ENFRIAMIENTO INCORPORADO | * Sí |