



## HF600

### MESA DE OPERACIONES ELECTROHIDRÁULICA

Mejoras impresionantes en el rendimiento funcional, la interacción del usuario y la seguridad operacional hace de la HF600 una mesa de operaciones verdaderamente universal, que ofrece soluciones efectivas para la más amplia variedad de requisitos en el quirófano.



#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Largo de la Mesa	2140 mm
Ancho de la Mesa	520 mm
Altura de la Mesa	1100 mm/ 600mm
Trendelenburg / Reverso	30°/30°
Inclinación lateral (derecha/izquierda)	25°/25
Sección de cabeza	45°/90°
Sección de espalda	70°/40°
Sección de piernas	10°/10°/90° x 2
Flex / Reflex	110°/220°
Carga de operación	200kg
Energía de entrada	AC 110/220V, 60/50Hz

### CARACTERÍSTICAS

- Desplazamiento longitudinal de 350mm: Añadiendo más espacio del arco en C.
- Control de pedal alternativo: Proporcionando más conveniencia y eficiencia, especialmente en cirugía laparoscópica y endoscópica.
- Placas traseras dobles: La estructura de elevación del riñón puede ser alcanzada por placas dobles con un altura ajustable de 0 a 105 mm.
- Control de bloqueo: El panel de control de respaldo en la base inferior de la columna ofrece más seguridad en casos de emergencia.
- Sección de espalda motorizada.
- Base sólida y estable adecuada para Cirugías MIS de baja posición, cirugías plásticas, neurocirugía y cirugías oftálmicas.
- Manejo manual intuitivo: Ajuste de la altura y las posiciones de la mesa, incluida la sección posterior utilizando el teclado retroiluminado.
- Altura de mesa de 500 mm.

