



## SILLÓN ZERO G

La agilidad y fiabilidad de todo el sistema proporcionan la tranquilidad necesaria para la eficaz gestión de unidades de ambulatorio, contando con características terapéuticas acentuadas por la colocación del sillón en la posición de gravedad cero, reduciendo a su vez los tiempos de hospitalización y aumentando el confort de los pacientes.

### Características

#### Transporte

Elevación de los apoyabrazos y deslizamiento del reposapiés telescópico con textura antideslizante. Asegura un desplazamiento cómodo y tranquilo de los pacientes.

#### Terapia

Pensado en un producto que ayude a la gestión de hospital, especialmente en lo que se refiere a las conexiones entre unidades sanitarias, este es un sillón que se distingue por la elevada movilidad en cualquier situación sin descuidar el confort del paciente, desde enfermerías hasta centros de tratamiento, o unidades de diálisis o cirugía

#### Gravedad Cero

Reclinación ajustable del respaldo, el asiento y las piernas, en una proporción que favorece la relajación del cuerpo. Permite relajar el cuerpo en pacientes durante la recuperación postoperatoria

#### Transferencia

Reclinación ajustable de las distintas secciones y deslizamiento independiente de los reposabrazos. Asegura la transferencia de pacientes de/a la silla sin complicaciones.

#### Reposapiés

Reclinación independiente y ajustable de la sección de las piernas. Asegura el confort a pacientes con pérdida de movilidad en los miembros inferiores.



\* Rueda Ø100mm \*\* Zero G Duo

### Dimensiones +/- 5%

Dimensiones exteriores	1190 x 680 x 770 mm
Altura de la espalda	730 mm
Altura del asiento	490* mm
Anchura del asiento	515 mm

### Características +/- 5%

Estructura metálica robusta con acabado a epox
Componentes móviles de acero zinc y/o inoxidable
Suportes bilaterais de sacos de drenos/urina
Orificios bilaterais para acessórios
Posición Zero G - 2 secciones articuladas
Asiento synchron extraíble para limpieza
Respaldo alto con reposacabezas ajustable (opcional)
Reposapiés ocultable (opcional)
Ruedas ABS Ø100mm, 2 con freno local (opcional)
Ruedas ABS Ø125mm, 2 con freno central (opcional)
Asa de agarre ergonómica
Zero G Uno - articulación independientes (opcional)
Zero G Duo - articulación sincrónica (opcional)
Reposabrazos abatibles individualmente

### Articulaciones +/- 5%

Ángulo máximo espalda	130°
Ángulo máximo piernas	165°
Relación synchron	2/5 (asiento/espalda)

### Capacidades +/- 5%

Carga máxima (SWL)	175 Kg
Peso sillón	32* Kg
Bomba de gas de respaldo	800 N
Bomba de gas de piernas	200** N

