




## ULTRASONIDO INALÁMBRICO PORTÁTIL VETERINARIO - C10TX

El ecógrafo inalámbrico C10TX es apto para realizar exámenes en animales en cualquier momento y lugar. Aplica a animales como gatos, perros, partes de aves de corral, animales salvajes etc.

Puede verificar si los órganos internos de la mascota tienen cambios morfológicos o anomalías funcionales. Y oportunamente el embarazo de las mascotas.

### Ventajas:

- Completamente a prueba de agua.
- Resistente a cualquier clima.
- Estuche duro.
- Mayor duración de la batería para condiciones extremas.
- Sonda de alta calidad.
- No es necesario afeitar al animal para realizar el examen.
- Su uso es en animales de tamaño pequeño o mediano.



## ESPECIFICACIONES:

Tipo	Lineal/convexo/cardíaco
Frecuencia	Convexo: 3.5/5Mhz Lineal: 7.5/10Mhz Cardíaco: 2.5/5Mhz
Elementos	128
Tiempo de la batería	Tiempo de trabajo: >= 3h. Tiempo en espera: >= 12h.
Dimensiones	121 (h) x 54 (w) x 30 (d) mm
Peso neto	186 g
Radio	R45
Tipo WIFI	802.11n/20MHz/5G
Voltaje de la batería	3.8v
Ajuste de la interfaz de la aplicación	GN (gain) D (profundidad) ENH (mejora) DR (gama dinámica) F (frecuencia) Modo 8TGC  Medidas: longitud, área, circunferencia, GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC

Modo de imagen	B, BM, Color, PDI, PW
Profundidad	Convexo: 90~305mm Lineal: 20~80mm Cardíaco: 90~160mm
Sistema de trabajo	IOS, Andorid, Windows
Duración de la batería	5~8 años
Tamaño del paquete	240(h) x 235(w) x 100(d) mm
Peso bruto	0.8 kg.
Longitud	N/A
Batería reemplazable	Sí
Capacidad de la batería	2800mAh
Aplicaciones	Perro, gato, prueba de embarazo