



SILLÓN FINE

La agilidad y fiabilidad del sillón Fine, proporciona la tranquilidad necesaria para la eficaz gestión de ambulatorio, contando con características terapéuticas acentuadas por la colocación del sillón en la posición de gravedad cero, reduciendo a su vez los tiempos de hospitalización y aumentando el confort de los pacientes.

Características

Terapia

Pensado en un producto que ayude a la gestión de hospital, especialmente en lo que se refiere a las conexiones entre unidades sanitarias, este es un sillón que se distingue por la elevada movilidad en cualquier situación sin descuidar el confort del paciente, desde enfermerías hasta centros de tratamiento, como unidades de diálisis o cirugía

Gravedad Cero

Reclinación ajustable del respaldo y las piernas, en una proporción que favorece la relajación del cuerpo. Permite relajar el cuerpo en pacientes durante la recuperación postoperatoria.

Transporte

Elevación de los apoyabrazos y descenso del reposapiés con textura antideslizante. Asegura un desplazamiento cómodo y tranquilo de los pacientes.

Transferencia

Deslizamiento de los reposabrazos y reposapiés. Asegura la transferencia de pacientes de/a el sillón sin complicaciones



Dimensiones +/- 5%

Dimensiones exteriores	1150 x 630 x 810 mm
Dimensiones exteriores (c/ reposapiés)	1150 x 630 x 956 mm
Altura de la espalda	730 mm
Altura del asiento	490 mm
Anchura del asiento	515 mm

Articulaciones +/- 5%

Inclinación de la espalda	93° - 130°
Inclinación de las piernas	85° - 180°

Capacidades +/- 5%

Carga máxima (SWL)	175 Kg
Peso del sillón	34 Kg
Bomba de gas de las articulaciones	800 N

Características +/- 5%

Estructura metálica robusta con acabado epoxi
Componentes móviles de acero zinc y/o inoxidable
Orificios bilaterales para accesorios y ganchos para bolsas de orina (opcional)
Posición Zero G - 2 secciones articuladas
Respaldo alto con reposacabezas ajustable (opción)
Reposapiés retráctil (opción)
Ruedas ABS Ø100mm, 2 con freno local
Asa de agarre ergonómica
Articulación sincrónica - palanca bilateral
Reposabrazos abatibles con bloqueo

