



MyLab 9 eXP

Obtenga el control absoluto de las imágenes con herramientas de visualización únicas en términos de calidad y sensibilidad, para poder tomar decisiones clínicas mejor fundamentadas. Disfrute de la máxima comodidad que proporciona la ergonomía del diseño italiano y una interfaz de usuario sumamente intuitiva que incrementa la productividad.



CALIDAD, COLOR, CONTRASTE

La tecnología de sonda Single Crystal no compuesto proporciona una calidad de imagen excelente y fiable.

Con la plataforma Ultra-Engine y con un monitor LCD de alta calidad de 24", calidad médica de BARCOP, el sistema proporciona un nivel de imagen superior.

TECNOLOGÍA iQPROBE

El diseño del transductor, la calidad de los materiales y la tecnología de fabricación avalan la calidad de las imágenes.

FLUJO DE TRABAJO, USO INTUITIVO SIN RIESGOS

- **EasyMode***: Tecla exclusiva para optimización de imágenes mediante algoritmos inteligentes en tiempo real.
- **Opti-light**: Integrado en el monitor para iluminar la sala y garantizar el entorno más adecuado en exámenes óptimos.
- **Appleprobe**: Con diseño innovador que reduce hasta un 70% el estrés musculo esquelético, para una mejor experiencia del usuario y un mayor confort en la práctica clínica.

RENDIMIENTO SIN RIESGOS

- **Inicio**: El inicio rápido y el modo de inactividad eficiente permiten que el sistema MyLab 9 sea fácil de desconectar y de trasladar de una sala a la otra.
- **I-motion**: La tecnología que asegura la máxima calidad de imagen al frame rate más elevado, incluso en los modos de imagen más complejos.

CONECTIVIDAD AMPLIADA

- Múltiples modalidades de archivado.
- Conectividad DICOM (incluido Q/R)
- Cumplimiento de los estándares IHE
- Conectividad inalámbrica
- Software MyLab Desk evo para estación de trabajo externa
- MyLab Tablet
- eStreaming

