



MESA DE OPERACIONES - GRAND PROMERIX™

Grand Promerix es una mesa de operaciones resistente y versátil para todo tipo de procedimientos quirúrgicos. Excelente para cirugías bariátricas

Beneficios

Ergonomía mejorada

Grand Promerix tiene muchos detalles mejorados para una mejor ergonomía, por ejemplo, ruedas más pequeñas y ocultas y un corte curvo para aumentar el espacio para los pies. Diseño centrado en el ser humano en su máxima expresión.

Acceso Arco en C

La base delgada renovada le brinda un acceso perfecto al arco en C. Grand Promerix está diseñado para cumplir con los más altos estándares de la sala de operaciones.

Mayor higiene

Detalles rediseñados pensando en la seguridad del paciente. La nueva sección de fuelles y asientos, entre otras mejoras, hace que Grand Promerix sea higiénico y fácil de limpiar.

Fluent lock™

Nuestro sistema de bloqueo Fluent es confiable y fácil de usar. Conéctese con un clic.



Aplicaciones

- Traumatología ortopédica
- Ginecología y urlogía
- Neurocirugía
- Cirugía de columna
- Torácica y cirugía cardiovascular
- Proctología
- Cirugía Pediátrica
- Cirugía de riñón
- Cirugía bariátrica



	Corredizo	Antideslizante
Longitud (tablero)	2100 mm	2100 mm
Ancho (tablero)	540 mm	540 mm
Ancho (base)	652 mm	652 mm
Ajuste de altura	650-1110 mm	610-1070 mm
Máx. peso del paciente	275 kg	325 kg
Carga de trabajo segura (SWL)	275 kg	325 kg
Trendelenburg	-35°	-35°
Trendelenburg inverso	+35°	+35°
Ajuste del reposacabezas	-45 - +45°	-45 - +45°
Ajuste de la sección trasera	-45 - +80°	-45 - +80°
Ajuste de la sección de piernas	-105 - +70°	-95 - +70°
Tamaño de las ruedas	80 mm	80 mm
Frecuencia	47-63 Hz	47-63 Hz
Voltaje de entrada	100-240 VAC	100-240 VAC
Peso	325 kg	300 kg
Desplazamiento longitudinal del tablero de la mesa	410 mm	
Inclinación lateral	-25 - +25°	20 - 20°
Longitud del marco inferior	1317 mm	1317 mm
Distancia al suelo	25 mm	25 mm
Máx. Capacidad de levantamiento	490 kg	490 kg
Código de producto	100060000	100060000

