



MESA DE OPERACIONES - PRACTICO™ MANUAL

El *Práctico Manual* es una mesa de operaciones manual y versátil que permite una amplia gama de configuraciones para todo tipo de cirugías. Tiene una gran capacidad de elevación de 400 kg y SWL de 180 kg. El diseño único de la base permite un acceso más cercano al campo de operación al mismo tiempo que reduce la fatiga del equipo quirúrgico.

Descripción

Acceso fluido

El diseño único de la base permite un acceso más cercano al campo de operación.

Versátil

Se puede configurar para adaptarse a muchas aplicaciones quirúrgicas gracias a su diseño semimodular.

Preparada para todos los retos ambientales

El diseño del tablero de acero inoxidable hace que la mesa sea adecuada para condiciones climáticas exigentes.

Rápido y fácil

Se puede configurar rápidamente incluso en los entornos más desafiantes.

Compatibles

Adecuado para todos los accesorios de Merivaara cuando vea este símbolo.



	Cuando se usa en modo normal	Cuando se usa en modo inverso
Carga de trabajo segura (SWL)	180 kg	180 kg
Máx. Capacidad de levantamiento	400 kg	400 kg
Rango de ajuste de altura (sin colchón)	710 – 1020 mm	710 – 1020 mm
Altura	Hydraulic	Hydraulic
Carriles laterales	Euro, UK, US	Euro, UK, US
Trendelenburg	25°	18°
Trendelenburg inverso	18°	25°
Inclinación lateral	± 20°	± 20°
Ajuste de la sección trasera	- 30°...+70°	–
Ajuste de la sección de piernas	- 90°...+15°	–
Sección de espalda y piernas, inclinación lateral e inclinación Trendelenburg	Mechanical, gas-spring assisted	Mechanical, gas-spring assisted
Nombre oficial del producto: Practico Manual		

AJUSTE HIDRÁULICO DE ALTURA

710-1020 MM



REFLEJO



FLEXIONAR



TRENDELENBURG



TENDENCIA INVERSA



INCLINACIÓN LATERAL ASISTIDA
POR MUELLE DE GAS

±20°

