

SKS002-W

MESA DE NOCHE
DE ABS



SKS002-W

CARACTERÍSTICAS Y PUNTOS DESTACABLES

Parámetros técnicos

- Dimensiones externas (LxWxH) 475x475x800±10mm



Material general

Todo el cuerpo es 100% inyección de plástico ABS puro, no tóxico, fuerte, antioxidante y anticorrosión, fácil de limpiar, uso de larga duración.



Superficie del carro

El superficie de ABS de la mesa tiene un diseño que puede prevenir la caída de las cosas.



Gancho para toallas

Gancho para toallas de tipo oculto, firme, antioxidante, fácil de limpiar.



Gabinete

Un estante, un cajón y un armario, gran espacio de almacenamiento.



Rueda

Ruedas con un largo mango, más estable, que son fáciles de inflatar.



Colores

Colores opcionales: azul, verde, negro, gris.





INNOVACIÓN CONSTANTE



Diseño



Investigación



Fabricación



Mantenimiento



Servicio



SUCURSALES EN EL MUNDO

EE.UU.

Saikang Medical Technology, Inc.
17800 Castleton St Ste 180,
City of Industry, 91748, California.
Tel.: +1 949648 2776

Reino Unido

UK Healthward International Ltd.
Dept. 111, 196 High Road Wood
Green, N22 8HH, Londres.
Tel.: +44 2032399738

Rusia

Saikang Medical Russia LLC
Truda 174,
454080 Chelyabinsk.
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

África Oriental

Saikang Medical Solutions Ltd.
Viraj Complex Unit 3, Mombasa
Road, P.O. Box 14262-00800, Nairobi.
Kenia.
Tel.: +254 733 704 690

Oriente Medio

Saikang Medical Supplies LLC
X22-S03 England Cluster,
International City, Dubai.
Emiratos Árabes Unidos.
Tel.: +20 128 8962497

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
STOCK CODE: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

📞 +86 18021231901 · 🕒 24/7

✉️ sales@chinasaikang.com

🌐 www.saikangmedical.com



Company video



Catálogo general