




ULTRASONIDO INALÁMBRICO PORTÁTIL VETERINARIO - C10RS

Sonda microconvexa para realizar exámenes a animales en cualquier momento y lugar. El ultrasonido portátil inalámbrico es doppler color de 192 elementos, con 3 botones de activación en el cuerpo de la sonda y con una frecuencia de 5-7Mhz. Es adecuado para ultrasonido en animales pequeños.

Características

- Android/IOS/Windows Smartphone, tablet, PC.
- Tamaño pequeño, peso ligero 200 g ~ 240 g, uso inalámbrico.
- 192 elementos, tecnología de optimización de imágenes de 4 niveles.
- Múltiples piezas preestablecidas.
- Guarde y comparta imágenes/vídeos, imprima informes de pacientes.
- Admite carga inalámbrica.



ESPECIFICACIONES:

Sonda	Sonda inalámbrica
Elementos	192
Frecuencia	5/7Mhz
Profundidad	60-160mm
Host	Tablet, Smart phone, PC
Conexión	802.11.n WIFI(AP)
Parámetros ajustables por software	GN(gain), D(Depth), ENH(Enhancement), DR(Dynamic range), F(Frequency), FocusPos, PRF, WF, Mode, 8TGC, Biopsy, Annote, Page left/right/up/down.
Medición	B: Length, Area, Circumference, GA(CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) , EFW(BPD, FL)
	B+M: Heart rate, Time, Distance
	B+PW: Velocity, Heart rate(2), S/D, Depth
Cuadros de reproducción	100, 200, 500, 1000 opcional

Modo de visualización	B, B/M, color, PW, PDI
Tipo de Wi-Fi	WiFi incorporado, 802,11g/20MHz/5G/450Mbps
Canal	64
Cuadro	24s/f
Ganancia	40-110Db
Idioma	Inglés, chino, ruso, alemán, italiano, español, portugués
Energía	por batería incorporada de 4200 mAh
Consumo de energía	4W (funcionamiento de sonda) /1,5W (parada de sonda)
Batería reemplazable	Sí
Cargador	Cargador inalámbrico
Sistema de trabajo	IOS, Andorid, Windows
guardar imagen	jpg, avi, mp4, formato DICOM
Dimensiones	158 (h) x 70 8w) x 30 (d) mm
Peso neto	212g